100

140

Instructions for Use

Product Description:
JUC spray dressing is a water-soluble spray dressing of organosilicon quaternary ammonium salt. Organosilicon quaternary ammonium salt has the size of over 1nm, so it can't penetrate through cell membranes of microorganisms. By spraying on the body surface and forming positively-charged reticulate film, it reduces microbial load and prevents microbial penetration.

Indications:
It is indicated for protection of wounds (surgical wounds, first degree burn wounds , superficial abrasions and traumatic wounds)
It is indicated for prevention of local infections: bacterial infections (such as balanoposthitis, impetigo, etc.), Fungal infections (such as vulvoviginal candidiasis (VVC), tinea pedis, etc.), and viral infections (such as condyloma acuminatum, herpes, etc.).
It is indicated for devices such as catheters (urine catheters, ventilator catheters) for prevention of hospital-acquired infections (HAI).

Usage Method:
Clean the wound with normal saline.
Take out the bottle from the box and open the cap, press the spray head 2-7 times till the misty liquid sprays out.
Hold the bottle about 7 inches from the wound, press the spray head several times and cover the wound evenly with the liquid.
Repeat the above procedure and spray the wound evenly twice if necessary.

Dosage:
Use every 8 hours is advised.
15 days may be needed for wounds (such as surgical wounds, first degree burn wounds, superficial abrasions and traumatic wounds);
15 days may be needed for bacterial infections (such as balanoposthitis and impetigo); over 30 days may be needed for fungal infections (such as vulvovaginal candidiasis (VVC) and tinea pedis); several months may be needed for viral infections (such as condyloma acuminatum and herpes).
Long term usage for prevention of infection.

Precautions:
When pressing the spray head, the finger should press it till the end naturally for once, to avoid influencing the pulverization and dosage.

Drug Interactions:
No known drug interaction of clinical significance.

Contraindication:
JUC shall not be applied on patients who are extremely allergic to organosilicon quaternary ammonium salt.

Storage:
Storage under room temperature， shelf life 3 years.

Manufacturer:
NMS Technologies Co., Ltd.
8 Qiaobei Road, Shiqiao, Pukou District, Nanjing, 211804, China
www.juc360.com
Tel: +86 (25) 83400310
Fax: +86 (25) 83163882

/

Black 切线 尺寸

西安环球印务股份有限公司
XI'AN GLOBAL PRINTING CO.,LTD.
ARTWORK
报告单 / REPORT
www.globalprinting.cn

订 单 I D	SMYY000211-1
盒 型	说明书
尺寸(mm)	100×140mm
刀版编号	/
销售负责	黄鑫鹏
工 艺 员	蔡姣姣
制 作 员	武楠
输出日期	20210413 08:52:01
文件名称	SMYY000211-2_b_V1

顾客名称 南京神奇科技开发有限公司
产品名称 洁悠神韩国版说明书

请您在确认稿件内容无误后签字确认

☐颜色 ☐文字 ☐版式 ☐成品尺寸 ☐条形码

顾客签字/日期:

No. 01

100

140

JUC spray dressing 설명서

1. 사용 방법

가. 사용 전 준비사항

1) 제품의 포장용기가 파손된 곳은 없는지 확인한다.
2) 제품의 유효기간을 확인한다.
3) 상처 및 상처 주위를 깨끗이 닦는다.

나. 조작방법

1) 제품의 포장을 개봉하여 스프레이 용기를 꺼낸다.
2) 캡을 열고 스프레이 액체가 나올 때 까지 2-7회 스프레이를 누른다.
3) 상처에서 약 7인치 떨어진 위치에서 스프레이를 수차례 누르고 액체가 상처에 균일하게 덜이도록 한다.
4) 필요할 경우 위의 조작을 반복하고 액체가 상처에 균일하게 덜이도록 한다.
5) 매 8 시간 마다 사용 하는 것을 권장한다.
6) 창상에는 15일, 박테리아 감염에는 15일, 진균성 감염에는 30일 이상 바이러스 감염에는 2-3개월 사용 한다.
7) 감염의 예방을 위해서는 임상적 소견에 따라 장기간 사용 한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

1) 사용 후 캡을 씌워서 보관한다.
2) 실온에서 보관한다.

2. 주의 사항

가. 금기 사항

organosilicon quaternary ammonium salt 에 알러지가 있는 환자에는 사용하지 않는다.

나. 부작용

알러지 반응이 생길 수 있다.

다. 경고 또는 주의사항

1) 스프레이를 누를 때 한번에 끝까지 눌러서 분무양이 일정하게 유지되게 한다.
2) 알러지 반응이 나타날 경우 사용하지 않는다.
3) 스프레이의 분사구 부분을 손으로 만지지 않고 외부와 접촉이 되지 않게 한다.

3. 보관 조건 및 저장 방법

실온보관

4. 유효 기간

제조일로부터 3년까지

5. 작성일

2014년 4월 17일(Rev.0)

제조자 및 제조 의뢰자

NMS Technologies Co.,Ltd.

수입사

AMT Co.,Ltd.

KEEP AWAY FROM RAIN
FRAGILE
THIS WAY UP
CAUTION
DATE OF MANUFACTURE
KEEP AWAY FROM SUNLIGHT
STACKING LIMIT BY SEVEN
LOT BATCH CODE
MANUFACTURER
"USE BY" DATE IN YEAR-MONTH-DAY FORMAT

/

Black 切线 尺寸

西安瑞球印務股份有限公司
XI'AN GLOBAL PRINTING CO.,LTD.
ARTWORK
报告单 / REPORT
www.globalprinting.cn

订 单 I D	SMYY000211-1
盒 型	说明书
尺寸(mm)	100×140mm
刀版编号	/
销售负责	黄鑫鹏
工 艺 员	蔡姣姣
制 作 员	武楠
输出日期	20210413 08:51:53
文件名称	SMYY000211-2_z_V1

顾客名称 南京神奇科技开发有限公司
产品名称 洁悠神韩国版说明书

请您在确认稿件内容无误后签字确认

□颜色 □文字 □版式 □成品尺寸 □条形码

顾客签字/日期:

No. 01