

【小经验】

洁悠神长效抗菌材料在门诊换药中的应用

董文琴,付艳燕

【主题词】 洁悠神长效抗菌材料;门诊换药

【中图分类号】 R197.3

【文献标识码】 B

【文章编号】 1009-6647(2007)29-6973-01

2006-07~2007-07 我院门诊换药室采用洁悠神长效抗菌材料换药 50 例,疗效满意,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 本组男 38 例,女 12 例,年龄 2~58 岁。其中 30 例为擦伤、8 例为刺伤、12 例为割伤。

1.2 方法 皮肤擦伤、刺伤、割伤后给予彻底清创止血或清创缝合后,在距皮肤 15 cm(约手指张开距离)喷洒上洁悠神长效抗菌材料,剂量约为 0.6 ml/1%体表面积,即手指掌面需压约 5 次,3 次/d,使用 1 周以上。

2 疗效

洁悠神长效抗菌材料为一种隐形敷料,采用了创新的物理抗菌专利方案,在皮肤表面形成一层分子级物理抗菌膜,实现物理学方法管理创面病原微生物的“微循环”,防止创面感染,促进自然愈合。本组使用洁悠神长效抗菌材料后,创面渗液明显减少或消失,创口周围的炎症反应也明显消退,用药后无疼痛感,亦未见过敏及其他不良反应,5~7 d 就能痊愈。

3 优点

(1)携带方便。(2)用法简单。(3)方便使用传统敷料不易固定的人体局部。

作者单位:解放军第九二医院门诊部,福建 南平 353000

收稿日期:2007-07-10;修回日期:2007-08-12 责任编辑:牛松涛