

洁悠神在骨科患者褥疮中的应用

魏锦春 刘文华 王玉红

【关键词】 褥疮;洁悠神

褥疮又称压迫性溃疡或压疮,是临床上常见的并发症,常见于慢性疾病长期卧床及危重患者,一旦发生褥疮,将给患者带来极大的痛苦,是临床治疗护理上的一个难题,防治褥疮是临床治疗护理的一大课题。以前,我们对于溃烂感染的褥疮护理,在全身使用抗生素治疗的同时,局部则主要采用抗生素换药治疗,治疗效果均不理想。

洁悠神长效抗菌材料为一种隐形敷料,采用了创新的物理抗菌专利方案,在皮肤表面形成一层分子级物理抗菌膜,实现物理学方法管理创面病原微生物的“微循环”,防止创面感染,促进自然愈合^[1]。

1 临床资料

本组患者 6 例,均为院外带入 II 期褥疮,其中:截瘫 3 例,股骨骨折 2 例,骨盆骨折 1 例。

2 方法

根据病情取舒适体位,充分暴露病灶,用生理盐水清洁褥疮创面,如有坏死组织应用消毒剪清除干净,用碘伏消毒周围皮肤,面积大于创面,待干后,在距压疮皮肤 15 cm(约手指张开距离)配洒洁悠神长效抗菌材料,剂量约 0.6 ml/1% 体表面积,即按压约 5 次,4 次/d。

作者单位:037006 大同,解放军第三二二医院

3 结果

平均使用 10 d 以上,患处局部皮肤无红肿或无发硬,疮面结痂脱落,局部组织修复愈合。

4 讨论

洁悠神是广谱抗细菌、真菌、病毒的一种局部物理抗病原微生物喷雾敷料。其物理抗病原微生物机制:洁悠神喷雾皮肤表面形成正电荷膜,正电荷膜吸附带负电荷的病原微生物(细菌、真菌和病毒感染细胞),病原微生物被中和后无法与外界进行物质交换窒息死亡,起到物理(非药物)抗病原微生物的作用。经过大量临床试验显示,洁悠神可用于病原微生物(细菌、真菌和病毒)引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面的辅助治疗^[2]。

本组使用洁悠神长效抗菌材料后,避免局部继续受压,其压疮表面渗血渗液明显减少或消失,创口周围的炎症反应也明显消退,用药后无疼痛感,亦未见过敏及其他不良反应。

参 考 文 献

- [1] 全丽芳,陈小荣. 洁悠神长效抗菌材料在浅 II 度压疮中的应用. 中国误诊学杂志, 2011, 11(20).
- [2] 张向阳,黄桂生,疗英萍. 洁悠神物理抗病毒治疗老年带状疱疹的临床观察. 中华医学杂志, 2007, 87(36): 279-280.